

**Nome Prodotto**

Gilet Perineale ADIGGY.

Codice	Chiusura	Taglia	Dimensione Imbottitura
01.12.AD17-S	Clips in Plastica	S	?
01.12.AD17-M	Clips in Plastica	M	?
01.12.AD17M-S	Chiusura Magnetica	S	?
01.12.AD17M-M	Chiusura Magnetica	M	?

**Destinazione d'uso**

Gilet Perineale ADIGGY offre un comodo fissaggio del paziente alla sedia a rotelle. Fornisce un'adeguata stabilità del tronco e previene lo scivolamento grazie al suo pezzo perineale. Evita lo spostamento laterale.

Descrizione

- Tessuto in poliestere traspirante e imbottito che offre un grande confort.
- Sistema di chiusura e regolazione con fibbie di scorrimento che permette un rapido posizionamento e montaggio.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.
- Sistema di chiusura con clips in plastica (01.12.AD17).
- Sistema di chiusura magnetica (01.12.AD17M).

Optional

- Estensione per Gilet ADIGGY con Clips in Plastica (01.12.CAD17).
- Estensione per Gilet ADIGGY con Chiusura Magnetica (01.12.CAD54).

Materiali	
Gilet	Poliestere
Chiusura Clips	Plastica
Chiusura Magnetica	Metallo e Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Sacchetto	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

Product Name

ADIGGY Perineal Vest.

Code	Closure	Size	Padding Size
01.12.AD17-S	Plastic clips	S	?
01.12.AD17-M	Plastic clips	M	?
01.12.AD17M-S	Magnetic Closure	S	?
01.12.AD17M-M	Magnetic Closure	M	?







Use
ADIGGY Perineal Vest offers comfortable attachment of the patient to the wheelchair. It provides adequate trunk stability and prevents slipping thanks to its perineal piece. Avoid lateral movement.

Description

- Breathable and padded polyester fabric that offers great comfort.
- Closing and adjustment system with sliding buckles that allows quick positioning and assembly.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.
- Closing system with plastic clips (01.12.AD17).
- Magnetic closing system (01.12.AD17M).

Optional

- Extension for ADIGGY Vest with Plastic Clips (01.12.CAD17).
- Extension for ADIGGY Vest with Magnetic Closure (01.12.CAD54).

Materials	
Vest	Polyester
Clips Closure	Plastic
Magnetic Closure	Plastic and Metal
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R