

Nome Prodotto

Gilet di Fissaggio per il Tronco ADIGGY.

| Codice | Chiusura | Taglia | Dimensione Imbottitura |
|---------------|--------------------|--------|------------------------|
| 01.12.AD18-S | Clips in Plastica | S | ? |
| 01.12.AD18-M | Clips in Plastica | M | ? |
| 01.12.AD18M-S | Chiusura Magnetica | S | ? |
| 01.12.AD18M-M | Chiusura Magnetica | M | ? |

**Destinazione d'uso**

Il Gilet di Fissaggio per il Tronco ADIGGY offre un comodo supporto del paziente alla sedia a rotelle. Fornisce un'adeguata stabilità del tronco evitando lo spostamento laterale.

Descrizione

- Tessuto in poliestere traspirante e imbottito che offre un grande confort.
- Sistema di chiusura e regolazione che permette un rapido posizionamento e montaggio.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.
- Sistema di chiusura con clips in plastica (01.12.AD18).
- Sistema di chiusura magnetica (01.12.AD18M).

Optional

- Estensione per Gilet ADIGGY con Clips in Plastica (01.12.CAD17).
- Estensione per Gilet ADIGGY con Chiusura Magnetica (01.12.CAD54).

| Materiali | |
|--|--|
| Gilet | Poliestere |
| Chiusura Clips | Plastica |
| Chiusura Magnetica | Metallo e Plastica |
| Manutenzione e Pulizia | |
|  | Lavaggio Max 60° C |
|  | Non Stirare |
|  | Non Candeggiare |
|  | Non Utilizzare l'Asciugatrice |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Sacchetto | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice CND | V0899 |
| Codice RDM | 204439/R |

Product Name

ADIGGY Trunk Attachment Vest.

| Code | Closure | Size | Padding size |
|---------------|--------------------|------|--------------|
| 01.12.AD18-S | Clips in Plastica | S | ? |
| 01.12.AD18-M | Clips in Plastica | M | ? |
| 01.12.AD18M-S | Chiusura Magnetica | S | ? |
| 01.12.AD18M-M | Chiusura Magnetica | M | ? |



Use





The ADIGGY Trunk Restraint Vest provides comfortable patient support to the wheelchair. Provides adequate trunk stability while avoiding lateral displacement.

Description

- Breathable and padded polyester fabric that offers great comfort.
- Closing and adjustment system that allows rapid positioning and assembly.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.
- Closing system with plastic clips (01.12.AD18).
- Magnetic closing system (01.12.AD18M).

Optional

- Extension for ADIGGY Vest with Plastic Clips (01.12.CAD17).
- Extension for ADIGGY Vest with Magnetic Closure (01.12.CAD54).

| Materials | |
|--|--|
| Vest | Polyester |
| Clips Closure | Plastic |
| Magnetic Closure | Plastic and Metal |
| Maintenance and Cleaning | |
|  | Water temperature not above 60° C |
|  | Do not iron |
|  | Do not bleach |
|  | Do not dry in dryer |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Plastic Bag | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |

Product References

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| CND Code | V0899 |
| RDM Code | 204439/R |