

Nome Prodotto

Cintura di Fissaggio per Carrozzina ADIGGY con Chiusura Magnetica Anteriore e Posteriore.





Codice	Chiusura Anteriore	Chiusura Posteriore	Taglia	Ø Minima	Ø Massima
01.12.AD50M-M	Chiusura Magnetica	Chiusura Magnetica	M	60	100
01.12.AD50M-L	Chiusura Magnetica	Chiusura Magnetica	L	100	140

**Destinazione d'uso**

La Cintura di Fissaggio per Carrozzina ADIGGY con Chiusura Magnetica Anteriore e Posteriore offre un comodo aggancio del paziente alla carrozzina evitando possibili cadute e scivolamenti.

Descrizione

- Realizzato in polipropilene riciclabile e biodegradabile.
- Design ergonomico che si adatta a qualsiasi morfologia.
- Costituito da una cintura addominale.
- Sistema di chiusura a regolazione tramite una chiusura magnetica nella parte anteriore e posteriore della cintura.

Materiali	
Cintura	Polipropilene
Chiusura Clips	Plastica
Chiusura Magnetica	Metallo e Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Sacchetto	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y122406
Codice RDM	2413318/R

Product Name

ADIGGY Wheelchair Fixing Belt with Front and Rear Magnetic Closure.

Codice	Chiusura Anteriore	Chiusura Posteriore	Size	Ø Minimum	Ø Maximum
01.12.AD50M-M	Magnetic Closure	Magnetic Closure	M	60	100
01.12.AD50M-L	Magnetic Closure	Magnetic Closure	L	100	140







Use

The ADIGGY Wheelchair Fixing Belt with Front and Rear Magnetic Closure offers convenient attachment of the patient to the wheelchair, avoiding possible falls and slips.

Description

- Made from recyclable and biodegradable polypropylene.
- Ergonomic design that adapts to any morphology.
- Consists of a lap belt.
- Adjustable closure system via a magnetic closure on the front and back of the belt.

Materials	
Belt	Polypropylene
Clip Closure	Plastic
Magnetic Closure	Plastic and Metal
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y122406
RDM Code	2413318/R