

**Nome Prodotto**

Cintura di Fissaggio al Letto Imbottita ADIGGY con Fibbie a Scorrimento.

Codice	Taglia	Ø Minima	Ø Massima
01.12.AD51A-S	S	40 cm	60 cm
01.12.AD51A-M	M	60 cm	100 cm
01.12.AD51A-L	L	100 cm	140 cm

**Destinazione d'uso**

La Cintura di Fissaggio al Letto Imbottita ADIGGY con Fibbie a Scorrimento è realizzata per i pazienti che necessitano di immobilizzazione. Offre una mobilità limitata e rende possibili cambiamenti posturali.

Descrizione

- Tessuto in polipropilene riciclabile e biodegradabile.
- Design ergonomico adattato a qualsiasi tipo di morfologia.
- Facile regolazione grazie ad un sistema di fibbie in plastica.

Materiali

Cintura	Polipropilene
Fibbie	Plastica

Manutenzione e Pulizia

	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Sacchetto	1 Pezzo
-----------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

Product Name

ADIGGY Padded Bed Fixing Belt with Slide Buckles.





Code	Size	Ø Minimum	Ø Maximum
01.12.AD51A-S	S	40 cm	60 cm
01.12.AD51A-M	M	60 cm	100 cm
01.12.AD51A-L	L	100 cm	140 cm


Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

Description

- Recyclable and biodegradable polypropylene fabric.
- Ergonomic design adapted to any type of morphology.
- Easy adjustment thanks to a plastic buckle system.

Materials	
Belt	Polyester
Buckles	Plastic
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R