

**Nome Prodotto**

Cintura di Fissaggio Psichiatrica ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica.


Codice	Taglia
01.12.AD55	U (60-100 cm)





**Destinazione d'uso**

La Cintura di Fissaggio Psichiatrica ADIGGY in Poliestere con Chiusura Magnetica è realizzata per pazienti che necessitano di immobilizzazione sugli arti superiori. Viene utilizzata sempre sotto la supervisione di personale qualificato.

**Descrizione**

- Tessuto in poliestere rivestito con un'imbottitura che previene danni al paziente.
- Sistema di chiusura magnetica con chiave.
- Sistema di regolazione e fissaggio che consente un montaggio rapido.
- E' costituita da una cintura addominale con cinghie e due cinturini da polso.



Materiali	
Cintura	Poliestere
Chiusura Magnetica	Acciaio e Plastica
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Sacchetto	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R


**Product Name**

ADIGGY Psychiatric Fixation Belt in Polyester with Magnetic Closure.

Code	Size
01.12.AD55	U (60-100 cm)





**Use**

The ADIGGY Psychiatric Fixation Belt in Polyester with Magnetic Closure is made for patients who require immobilization of the upper limbs. It is always used under the supervision of qualified personnel.



**Description**

- Polyester fabric covered with padding that prevents injury to the patient.
- Magnetic locking system with key.
- Adjustment and fixing system that allows quick assembly.
- It consists of a lap belt with straps and two wrist straps.

Materials	
Belt	Polyester
Magnetic Closure	Steel and Plastic
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R