

Nome Prodotto

Linea di Contenzione ADIGGY: Guanto di Protezione.





Codice	Taglia
01.12.AD72	Unica



**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quegli ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

Descrizione

Il GUANTO DI PROTEZIONE viene utilizzato come protezione per evitare lesioni al paziente stesso. Il materiale di cui è composto è soffice, anallergico e traspirante. La chiusura a livello del polso avviene tramite una fibbia in velcro.

Materiali	
Imbottitura	Fibra di Silicone
Rivestimento Esterno	Cotone
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	2 Pezzi
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	2413402/R

	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">PROTECTION MITT</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 2</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 12/2023</p>
---	--	---

Product Name

ADIGGY Line: Protection Mitt.

Code	Size
01.12.AD72	One







Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

Description

The PROTECTION MITT is used as a protection to prevent injury to the patient. The material of which it is composed is soft, hypoallergenic and transpiring. The wrist-closure is with velcro buckle.

Materials	
Padding	Silicone Fiber
External Cover	Cotton
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	2 Pieces
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	2413402/R