

**Nome Prodotto**

Pigiama Geriatrico ADIGGY.

Codice	Taglia	Maniche	Nr. Cerniere	Dimensioni
01.12.AD93M	M	Lunghe	1	145x62x74 cm
01.12.AD93L	L	Lunghe	1	153x65x74 cm
01.12.AD94M	M	Corte	1	145x62x74 cm
01.12.AD94L	L	Corte	1	153x65x74 cm
01.12.AD95M	M	Lunghe	2	145x62x74 cm
01.12.AD95L	L	Lunghe	2	153x65x74 cm
01.12.AD96M	M	Corte	2	145x62x74 cm
01.12.AD96L	L	Corte	2	153x65x74 cm

**Destinazione d'uso**

Il pigiama Geriatrico ADIGGY è indicato per persone non autosufficienti, per anziani, allettati di lunga degenza e per tutte le patologie che provocano insofferenza agli indumenti o ai pannoloni. Consigliato per chi ha scarsa mobilità agli arti superiori.

Descrizione

- Tessuto in cotone e poliestere traspirante.
- Permette il movimento e i cambiamenti posturali del paziente.
- Posizione ottimale della cerniera che facilita il cambio pannolone.

Materiali	
Pigiama	50% Cotone – 50% Poliestere
Zip	Metallo
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Sacchetto	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R



Product Name

ADIGGY Line: Geriatric Pajama.

Code	Size	Sleeves	Nr. Zips	Dimension
01.12.AD93M	M	Long	1	145x62x74 cm
01.12.AD93L	L	Long	1	153x65x74 cm
01.12.AD94M	M	Short	1	145x62x74 cm
01.12.AD94L	L	Short	1	153x65x74 cm
01.12.AD95M	M	Long	2	145x62x74 cm
01.12.AD95L	L	Long	2	153x65x74 cm
01.12.AD96M	M	Short	2	145x62x74 cm
01.12.AD96L	L	Short	2	153x65x74 cm







Use

The ADIGGY Geriatric pajamas are suitable for non-self-sufficient people, for the elderly, for long-term bedridden patients and for all pathologies that cause intolerance to clothing or diapers. Recommended for those with poor mobility in the upper limbs.

Description

- Breathable cotton and polyester fabric.
- Allows movement and postural changes of the patient.
- Optimal position of the zip which facilitates diaper changes.

Materials	
Pajamas	50% Cotton – 50% Poliestere
Zip	Metal
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Plastic Bag	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R