

**Nome Prodotto**

Linea di Contenzione ADIGGY: Pigiama Geriatrico.





Codice	Taglia	Maniche	Nr. Cerniere
01.12.AD93M	M	Lunghe	1
01.12.AD93L	L	Lunghe	1
01.12.AD94M	M	Corte	1
01.12.AD94L	L	Corte	1
01.12.AD95M	M	Lunghe	2
01.12.AD95L	L	Lunghe	2
01.12.AD96M	M	Corte	2
01.12.AD96L	L	Corte	2

**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

**Descrizione**

Il PIGIAMA GERIATRICO è realizzato in un unico pezzo con una cerniera a livello degli arti inferiori per permettere l'igiene e, nella versione a due cerniere, una a livello della schiena per facilitare la vestizione.

<b>Materiali</b>	
Pigiama	Cotone
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
	Lavaggio Max 30° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R



### Product Name

ADIGGY Line: Geriatric Pajama.

Code	Size	Sleeves	Nr. Zips
01.12.AD93M	M	Long	1
01.12.AD93L	L	Long	1
01.12.AD94M	M	Short	1
01.12.AD94L	L	Short	1
01.12.AD95M	M	Long	2
01.12.AD95L	L	Long	2
01.12.AD96M	M	Short	2
01.12.AD96L	L	Short	2







### Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

### Description

The GERIATRIC PAJAMAS is made in one piece with a zip at the level of the lower limbs to allow hygiene and, in the version with two zips, one on the back to facilitate the dressing.

Materials	
Pajamas	Cotton
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 30° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R