

Nome Prodotto
Ruotine per Ascensore.

Codice
01.04.SWFLA

Destinazione d'uso

Le ruotine per ascensore vengono montate sul telaio delle carrozzine.
Una volta che le normali ruote posteriori vengono rimosse, le ruotine permettono il passaggio della carrozzina in ambienti stretti, come per esempio un ascensore.



Materiali	
Ruotine	PU
Telaio	Alluminio
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	2 Pezzi
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Y1224



Product Name
Small Wheels for Lift.

Code
01.04.SWFLA



Use
The small wheels for lift are mounted on the wheelchair frame.
Once the normal rear wheels are removed, they allow the wheelchair to pass in tiny spaces, such as an elevator.

Materials	
Wheels	PU
Frame	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	2 Pieces
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Classe I
CND Code	Y1224