

**Nome Prodotto**

Linea di Contenzione ADIGGY: Telo di Copertura per Letto.

Codice	Misure (cm)	Nr. Strati
01.12.AD249	80 x 90	4
01.12.AD250	80 x 90	5

**Destinazione d'uso**

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura.

Descrizione

Il TELO DI COPERTURA PER LETTO è composto da strati di materiale assorbente. Viene utilizzato da pazienti con mobilità ridotta e incontinenza più o meno severa. Può essere utilizzato dal personale sanitario durante le operazioni di igiene, trattamenti ecc. Può essere ancorato al letto grazie alla presenza di lembi laterali ed è riutilizzabile per almeno 300 lavaggi.

Materiali	
Telo	Poliestere
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 60° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0899
Codice RDM	204439/R

Product Name

ADIGGY Line: Bed Pad.

Code	Measure (cm)	Nr. Layers
01.12.AD249	80 x 90	4
01.12.AD250	80 x 90	5


Use

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent falls or traumas of various kinds.

Description

The BED PAD is made of layers of absorbent material. It is used by patients with reduced mobility and incontinence. It can be used by health personnel during hygiene operations, treatments, etc.

It can be anchored to the bed thanks to the presence of side flaps and is reusable for at least 300 washes.

Materials	
Bed Pad	Polyester
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 60° C
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0899
RDM Code	204439/R