

Nome Prodotto

Tavolino Antibrachiale.

Codice	Misure (cm)
01.06.T	65 x 40

**Destinazione d'uso**

Ricambi per deambulatori, ausili indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. I deambulatori inoltre offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Descrizione

Struttura in acciaio con supporto antibrachiale imbottito e impugnature per una presa confortevole; sono compatibili con i deambulatori della Linea ScanMedicalEurope. Andando ad agire sulle manopole a stella anteriori si può regolare l'inclinazione anteriore-posteriore e laterale dell'impugnatura.

Materiali	
Telaio	Acciaio
Supporto	PVC
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM332/99	12.06.09.136
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.06.12.003

Product Name

Forearm support with table.

Code	Dimensions (cm)
01.06.T	65 x 40



Use

Replacement for walkers. The walkers are aids that offer stability, ease of use and improve the user's feeling of balance.

Description

Steel structure with padded forearm support and handles for a comfortable grip; they are compatible with the walkers of the ScanMedicalEurope Line.

The handles can be front and lateral inclined by using the star knobs place in front at the frame.

Materials	
Frame	Steel
Endings	PVC
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Do not use water and / or steam jet washing machines	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM332/99	12.06.09.136
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.06.12.003