



**Nome Prodotto**

Materasso ad Aria Level Care.

**Destinazione d'uso**

La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.CARE
Materiale Elementi Intercambiabili	Nylon/PU
Numero Elementi	18
Altezza Elementi	16 cm
Base	Espanso Ignifugo Spesso 5 cm (classe 1IM)
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 80 x 21 cm
Portata Terapeutica	200 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Connettore TRANSPORT, permette di mantenere il materasso gonfio per 12 h senza l'uso del compressore	
Cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Fodera in poliuretano ignifugo con cerniera a 360° su 4 lati	
Valvola CPR di sgonfiaggio rapido	
Tre elementi a livello del capo statici	
<b>Manutenzione e Pulizia Fodera</b>	
 Lavaggio Max 95° C	 Non Stirare
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
<b>Manutenzione e Pulizia Materasso</b>	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DM 332/99	03.33.06.021
Codice ISO DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
Codice CND	V080701
Codice RDM	2600132/R



**Product Name**

Air Mattress Level Care.

**Use**

The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.CARE
Interchangeable Elements Material	Nylon/PU
Number of Elements	18
Cells Height	16 cm
Base	Fireproof Foam Base 5 cm Thick (class 1IM)
Dimensions Inflated	200 x 80 x 21 cm
Therapeutic Capacity	200 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
TRANSPORT connector: allows to keep the air in the mattress for 12 hours without the pump working	
Straps at the ends for attachment to the bed	
External cover in fireproof Polyurethane with 360° zip on 4 sides	
CPR valve for quick deflation	
First three elements always inflated	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Water temperature not above 95° C	 Do not iron
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DM 332/99	03.33.06.021
ISO Code DPCM 12.01.2017	04.33.06.018
CND code	V080701
RDM Code	2600132/R