

**Nome Prodotto**

Sedile da Doccia Pieghevole.



Codice	Portata (Kg)
02.02.797F	120

**Destinazione d'uso**

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

**Descrizione**

Lo SEDILE DA DOCCIA PIEGHEVOLE ha un telaio pieghevole in alluminio regolabile in altezza, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua e impugnature laterali. Il montaggio non richiede alcun tipo di strumento.

Dimensioni	
Larghezza	30 cm
Lunghezza	50 cm
Altezza	Da 45 a 50 cm
Ingombro da piegato	64 / 21.5 cm
Materiali	
Seduta	PVC
Telaio	Alluminio
Manutenzione e Pulizia	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	09.12.12.003
Codice CND	Y093303
Codice RDM	2533463/R

**Product Name**

Folding Bathroom/Shower Seat.



Code	Capacity (Kg)
02.02.797F	120

**Use**

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

**Description**

The item has a height adjustable foldable aluminum frame. It has 4 different height positions, a rectangular seat with holes for water drainage and side handles. The assembly does not require any type of tools.

Dimensions	
Width	30 cm
Length	50 cm
Height	45 / 50 cm
Folded Dimensions	64 / 21.5 cm
Materials	
Seat	PVC
Frame	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	09.12.12.003
CND Code	Y093303
RDM Code	2533463/R