

Nome Prodotto

Sedile da Bagno con Incavo e Schienale.

| Codice | Portata (Kg) |
|------------|--------------|
| 02.02.798U | 120 |

Destinazione d'uso

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a compiere le funzioni all'interno dell'ambiente bagno.

**Descrizione**

Il SEDILE DA BAGNO ha un telaio pieghevole in alluminio regolabile in altezza, seduta rettangolare con fori per il deflusso dell'acqua, impugnature laterali e schienale con impugnatura. L'incavo centrale favorisce igiene e comfort per l'utilizzatore.

| Materiali | |
|--|--|
| Seduta | PVC |
| Telaio | Alluminio |
| Manutenzione e Pulizia | |
| Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro | |
| La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico | |
| Conservazione e Smaltimento | |
| Si consiglia l'uso ad un solo utente | |
| Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore | |
| Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata | |
| Confezione e Nr. Articoli | |
| Scatola | 1 Pezzo |
| Garanzia | |
| Europea | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili |
| Riferimenti del Prodotto | |
| Fabbricante | Demarta Virginio S.r.l. |
| Classe di Dispositivo MDR 2017/745 | Classe I |
| Codice ISO DPCM 12.01.2017 | 09.12.12.003 |
| Codice CND | Y093303 |
| Codice RDM | 2365355/R |

**Product Name**

Shower Chair with Front Hole and Backrest.

| Code | Capacity (Kg) |
|------------|---------------|
| 02.02.798U | 120 |

**Use**

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the bathroom.

Description

The SHOWER CHAIR has a height-adjustable folding aluminum frame, rectangular seat with holes for water drainage, side handles and backrest with handle. The central opening promotes hygiene and comfort for the user.

| Materials | |
|--|--|
| Seat | PVC |
| Frame | Aluminum |
| Maintenance and Cleaning | |
| Washing can be done with warm water and neutral soap | |
| Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use | |
| Storage and Disposal | |
| Single-user Product | |
| Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition | |
| Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection | |
| Package and Nr.Items | |
| Box | 1 Piece |
| Warranty | |
| European | 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts |
| Product References | |
| Manufacturer | Demarta Virginio S.r.l. |
| Directive MDR 2017/745 | Class I |
| ISO Code DPCM 12.01.2017 | 09.12.12.003 |
| CND Code | Y093303 |
| RDM Code | 2365355/R |