

Nome Prodotto

Posizionatore Antidecubito Cilindrico Memoform.



Codice	Misure (cm)
03.05.30	80 x 18

Destinazione d'uso



I Posizionatori Memoform sono un valido aiuto per gli operatori sanitari per il posizionamento del paziente. Sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili.

Si adattano alla morfologia del corpo in modo eccellente grazie alla composizione in sfere di espanso granulato. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

Il POSIZIONATORE CILINDRICO MEMOFORM è composto internamente da espanso granulato contenuto da una fodera in Poliuretano (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized).

Grazie alla sua forma può essere utilizzato come supporto per gli arti inferiori.

Materiali	
Imbottitura	Espanso Granulato
Rivestimento	Poliuretano
Manutenzione e Pulizia	
	Non Lavare in Lavatrice
	Non Stirare
Lavabile con panno morbido umidificato con acqua (Max 60° C) e sapone neutro	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5%	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V080302
Codice RDM	2418175/R

	<p style="text-align: center;">DATA SHEET</p> <p style="text-align: center;">CYLINDRICAL PROTECTION MEMOFORM</p>	<p style="text-align: center;">REVISION N° 1</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">DATE 06/2023</p>
---	--	---

Product Name

Cylindrical Protection Memoform.



Code	Dimensions (cm)
03.05.30	80 x 18

Use



Positioners Memoform are a valuable aid for healthcare professionals for patient positioning. They are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas.

They adapt to the morphology of the body in an excellent way thanks to the composition of granulated foam spheres. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The CYLINDRICAL PROTECTION MEMOFORM is internally composed of granulated foam contained by an Polyurethane cover (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric).

It can be used as a leg support.

Materials	
Padding	Granulated Foam
External cover	Polyurethane
Maintenance and Cleaning	
	Do not use washing machine
	Do not iron
Washable with a soft cloth moistened with water (Max 60 ° C) and neutral soap	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V080302
RDM Code	2418175/R