



**Nome Prodotto**  
Supporto per Talloni.

Codice	Misure (cm)	Modello
05.00.AP031	20 x 11 x 7	Adulto
05.00.AP8125D	9.7 x 5.3 x 3.5	Pediatrico
05.00.AP8125E	7.8 x 4.3 x 2.8	Neonatale

**Categoria**  
Posizionatore in Gel per Sala Operatoria.

**Descrizione**  
Il SUPPORTO PER TALLONI viene posizionato sotto all'articolazione della caviglia per evitare il contatto dei talloni al tavolo operatorio.

**Materiali**  
Il SUPPORTO PER TALLONI è realizzato in gel amaro di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup> rivestito da un film di poliuretano.

**Manutenzione e Pulizia**

- I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria.
- Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.

**Conservazione e Smaltimento**

- Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano.
- Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti.
- Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°.
- Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore.
- Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**  
1 Pezzo.

**Garanzia**  
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili.

**Codice ISO**  
04.33.09

**Codice CND**  
Y033399

**Codice RDM**  
90736/R

**Classe Dispositivo Medico**  
I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



**Product Name**

Hell Support.



Code	Dimensions (cm)	Model
05.00.AP031	20 x 11 x 7	Adult
05.00.AP8125D	9.7 x 5.3 x 3.5	Pediatric
05.00.AP8125E	7.8 x 4.3 x 2.8	Neonatal

**Category**

Gel Positioner for Operating Table.

**Description**

It should be used for any procedure that is lengthy and involves pressure on the patient's heel area.

**Materials**It is made of an amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>.**Maintenance and Cleaning**

- The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room.
- Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time.

**Storage and Disposal**

- Keep the positioners, if possible, on a level surface.
- Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners.
- Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °.
- Keep away from sources of light, moisture and heat.
- Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection.

**Package**

1 Piece.

**Warranty**

24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts.

**ISO Code**

04.33.09

**CND Code**

Y033399

**RDM Code**

90736/R

**Medical Device Class**

I complies with Directive 93/42/CEE

