

**Nome Prodotto**

Coppia di Talloniere a Cuore con Incavo.



Codice	Misure (cm)
05.00.AP8125B	12 x 9.5 x 4.5

**Destinazione d'uso**

Per posizionatori gel per sala operatoria si intendono tutti i dispositivi che vengono utilizzati per il posizionamento ottimale del paziente sul tavolo operatorio. Sono disponibili molti modelli in svariate forme e dimensioni; tutti pienamente compatibili con i tessuti umani. Il materiale di cui sono costituiti offre un'ottima biocompatibilità, comfort e una straordinaria resistenza meccanica.

**Descrizione**

La TALLONIERA A CUORE CON INCAVO è realizzata in gel amorfo di poliuretano con densità di 0,99 gr/cm<sup>3</sup>. Viene indossata dal paziente che si trova in posizione supina.

<b>Materiali</b>	
Gel Amorfo di Poliuretano con Densità di 0,99 gr/cm <sup>3</sup>	
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
I posizionatori in gel posso essere puliti facilmente con qualsiasi detergente e/o disinfettante per la sala operatoria	
Evitare di immergere per lungo tempo i posizionatori in gel nel detergente e/o disinfettante.	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Mantenere, se possibile, i posizionatori in una superficie in piano	
Evitare di appoggiare sui posizionatori oggetti pesanti o taglienti	
Mantenere la temperatura del gel tra i 50° e i -18°	
Conservare al riparo da fonti di luce, umidità e calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	2 Pezzi
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	Y033399
Codice RDM	90736/R

**Product Name**

Heart Shape Heel Pads with Cut Out.



Code	Dimensions (cm)
05.00.AP8125B	12 x 9.5 x 4.5

**Use**

The gel positioners are devices that are used to reach an optimal patient position on the operating table. Many differentes models are available in various shapes and sizes; all fully compatible with human tissues. Some of the main features are: biocompatibility, comfort and extraordinary mechanical resistance.

**Description**

The HEART SHAPE HEEL PADS WITH CUT OUT are made of amorphous polyurethane gel with a density of 0.99 gr/cm<sup>3</sup>. It is worn by the patient who is in the supine position.

<b>Materials</b>	
Amorphous Polyurethane Gel with a Density of 0.99 gr/cm <sup>3</sup>	
<b>Maintenance and Cleaning</b>	
The gel positioners can be easily cleaned with any cleaning agent and / or disinfectant for the operating room	
Avoid immersing the gel positioners in the detergent and / or disinfectant for a long time	
<b>Storage and Disposal</b>	
Keep the positioners, if possible, on a level surface	
Avoid placing heavy or sharp objects on the positioners	
Keep the gel temperature between 50 ° and -18 °	
Keep away from sources of light, moisture and heat	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr.Items</b>	
Box	2 Pieces
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	Y033399
RDM Code	90736/R