

**Nome Prodotto**

Fodera in Poliuretano.

Codice	Misure (cm)
05.91.19512014	195 x 120 x 14





**Destinazione d'uso**

La fodera, insieme al materasso, creano un dispositivo medico destinato alla prevenzione delle piaghe da decubito in soggetti che devono mantenere la posizione sdraiata per prolungati periodi di tempo.

**Descrizione**

La fodera viene abbinata ai materassi in espanso e viscoelastico della Linea Devicare.

E' realizzata in Poliuretano, un tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized con cerniera su 3 lati.

Materiali	
Fodera	Poliuretano
Manutenzione e Pulizia	
	Lavaggio Max 95° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I

**Product Name**

Polyurethane Cover.

Code	Dimensions (cm)
05.91.19512014	195 x 120 x 14







**Use**

The cover, together with the mattress, create a medical device designed for the prevention of bedsores in subjects who have to maintain the lying position for a long time.

**Description**

The cover is combined with the ventileted and viscoelastic foam mattress. It is made in Polyurethane a breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric with zip on three sides.

Materials	
Cover	Polyurethane
Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95° C or 203° F
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I