

	SCHEDA TECNICA	REVISIONE N° 1  DATA 06/2024
	CILINDRO Ø 25x50 cm	

Nome Prodotto

Cilindro Ø 25x50 cm.

Codice	Misure (cm)	Articolo
05.11.DEV6	Ø 25 x 50	Espanso
05.91.DEV6	Ø 25 x 50	Fodera







Destinazione d'uso

I Posizionatori DEV sono studiati per donare comfort, supporto/stabilità e protezione delle zone vulnerabili. Grazie alle svariate forme sono versatili e facilmente combinabili tra di loro.

Descrizione

Il CILINDRO DEV6 è composto da un espanso rivestito da una fodera in Poliuretano (tessuto traspirante, impermeabile, ignifugo, bielastico e Sanitized) con cerniera.

I posizionatori Dev sono versatili, confortevoli e di facile utilizzo. Possono essere usati in ambiente ospedaliero, a domicilio o in palestre riabilitative.

Materiali	
Imbottitura	Espanso
Fodera	Poliuretano
Manutenzione e Pulizia Fodera	
	Lavaggio Max 95° C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Utilizzare l'Asciugatrice
Sterilizzazione possibile in autoclave fino a 134°C, ciclo gomma	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice CND	V080302
Codice RDM	2615662/R

Product Name

Cylinder Ø 25x50 cm.

Code	Dimensions (cm)	Items
05.11.DEV6	Ø 25 x 50	Foam
05.91.DEV6	Ø 25 x 50	Cover







Use

DEV Positioners are designed to give comfort, support / stability and protection of vulnerable areas. Thanks to the various shapes are versatile and they can be easily combined together.

Description

The CYLINDER DEV6 is made of foam. It is provided with an external and removable Polyurethane cover (breathable, waterproof, fireproof, two way stretchable and Sanitized fabric) with zip.

Dev positioners are versatile, comfortable and easy to use. They can be used in a hospital setting, at home or in rehabilitation gyms.

Materials	
Padding	Foam
External cover	Polyurethane
Cover Maintenance and Cleaning	
	Water temperature not above 95° C or 203° F
	Do not iron
	Do not bleach
	Do not dry in dryer
Sterilization is possible in autoclave up to 134° C, rubber cycle	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
CND Code	V080302
RDM Code	2615662/R