


Nome Prodotto
Gambali Beauty Line.

Destinazione d'uso

I gambali della Linea Beauty Line sono abbinabili con i compressori 07.01.HF3006 e 07.01.HF3008. Sono dispositivi per il drenaggio linfatico; un trattamento estetico ideale per chi soffre di ritenzione idrica. La pressione esercita inizia dalla sezione distale e si muove nella sezione prossimale del gambale, come un'onda. Così facendo si va a stimolare lo scorrimento dei fluidi corporei facilitandone l'eliminazione. La pressoterapia è un dispositivo medico, pertanto va utilizzata, in presenza di qualsiasi problema di salute, dopo aver consultato il proprio medico.

Caratteristiche Gambali



Codice	07.01.LEG11072
Materiale	Nylon • PU
Nr. Sezioni	4
Modelli Over Lapping: le celle che compongono i gambali sono sovrapposte; questa caratteristica permette di avere una compressione più graduale ed efficace	

Caratteristiche Estensione per Gambale

Codice	07.01.LEGXT
Altezza	10 cm
Materiale	Nylon • PU
Nr. Sezioni	1

Avvertenze

La pressoterapia è sconsigliata in caso di: cardiopatie, trombosi sospette o appurate, arterosclerosi o problemi ischemici, dermatiti, infezioni locali e cancrena

Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al collegamento dei tubi tra compressore e gambale

Manutenzione e Pulizia

Pulire accuratamente il gambale con un detergente neutro, l'asciugatura non deve avvenire alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto


Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	Z120607
Codice RDM	1745140/R

Product Name

Leg Cuff Beauty Line.

Use

The leg cuffs of the Beauty Line series are combinable with 07.01.HF3006 and 07.01.HF3008 pumps. They are devices for lymphatic drainage; a treatment against water retention. The pressure starts from the distal section and moves in the proximal section of the leg cuff. In this way, the flow of body fluids is stimulated, facilitating their elimination. The pressure therapy is a medical device, do not use without a physician opinion in case of health problems.

Leg Cuff Features


Code	07.01.LEG11072
Material	Nylon • PU
Nr. Sections	4

Overlapping model *: the cells that make up the leg cuff are overlapped. This feature allows for a more gradual and effective compression

Leg Cuff Extension Features

Code	07.01.LEGXT
Height	10 cm
Material	Nylon • PU
Nr. Sections	1

Warnings

Pressure therapy is contraindicated for people suffering from the following pathologies: cardiopathy, suspected or ascertained thrombosis, arteriosclerosis or ischemia, dermatitis, gangrene, local infections

Check the correct assembly of the device with particular attention to the connection of the tubes between the pump and the leg cuff

Maintenance and Cleaning

Clean the leg cuff with a neutral soap; the drying must not take place in direct sunlight

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	Z120607
RDM Code	1745140/R