

Nome Prodotto

Comoda 4 x 200.

Destinazione d'uso

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle 4 ruote da 200 mm la carrozzina comoda può essere spostata con facilità dal personale sanitario o dal caregiver in ambiente domestico.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Poggiapiedi	Dimensioni Scatola
Misure in Cm														
01.04.103-4X200	43	84	62	107	/	43	45	58	50	120	20 (8")	20 (8")	24,5	62x72x58

Carrozzina da spinta con telaio rigido da comodo in acciaio verniciato resistente all'acqua, schienale e seduta foderati in similpelle blu, imbottiti ignifughi secondo le normative in vigore. Schienale reclinabile, estraibile, inclinabile da 0 a 90°. Pedane Elevabili, 4 Ruote da 20 cm di cui 2 con freno.

Caratteristiche	
Telaio	Rigido in Acciaio Verniciato
Seduta	Anatomica
Tappo di Chiusura del Sedile Wc	Prolungato fino alla Parte Anteriore con Maniglia per la Rimozione
Vaschetta Wc	PVC
Schienale	Reclinabile ed Imbottito
Ruote Anteriori	20 cm (200 mm – 8"), fisse
Ruote Posteriori	20 cm (200 mm – 8"), piroettanti
Braccioli	Ribaltabili, Modello a Scrivania con Poggia-braccio in PVC
Pedane	Estraibili con Supporto per Gambe
Poggiapiedi	PVC Nero
Materiale Rivestimento	Lavabile ed Ignifugo
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.22.18.006
Codice CND	Y122103
Codice RDM	1651663/R

Product Name

Commode Wheelchair 4 x 200.

Use

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly.

The commode wheelchair, thanks to the four 200 mm wheels, can be easily moved by the healthcare staff or the caregiver at home.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
01.04.103-4X200	43	84	62	107	/	43	45	58	50	120	20 (8")	20 (8")	24,5	62x72x58

Frame wheelchair with rigid comfortable frame in water-resistant painted steel, back and seat lined in blue imitation leather, fireproof padding according to current legislation. Reclining, removable, tiltable backrest from 0 to 90 °. Elevating Platforms, 4 20 cm Wheels, 2 of which with brake.

Features	
Frame	Steel Frame
Seat	Anatomical
Closing Seat	Extended to the Side Front with Handle for Removal
Wc Bowl	PVC
Backrest	Adjustable and Padded Reclining
Front Wheels	20 cm with PU Tires (200 x 50)
Rear Wheels	20 cm with PU Tires (200 x 50)
Armrest	Flip Back Desk Model Armrest with PVC Armpad
Footrest	Swing Away and Length Adjustable with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Coating	Washable and fireproof
Maintenance and Cleaning	
The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
The bowl must be carefully cleaned after each use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.22.18.006
CND Code	Y122103
RDM Code	1651663/R