

**Nome Prodotto**

Comodina Pieghevole.

**Destinazione d'uso**

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle 4 ruote da 125 mm la carrozzina comoda può essere spostata con facilità dal personale sanitario o dal caregiver in ambiente domestico.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Poggiatesta	Dimensioni Scatola
01.04.101.43	43	60	55	92	26	43	42.5	42	51	100	12.5 (5")	12.5 (5")	12	55x53x52

Caratteristiche	
Telaio pieghevole	Acciaio
Seduta	Imbottita
Tappo di Chiusura del Sedile Wc	Rimovibile
Vaschetta Wc	PVC
Ruote Anteriori	12,50 cm
Ruote Posteriori	12,50 cm
Braccioli	Ribaltabili con Poggiabracchio in PVC
Pedane	Estraibili con Supporto per Gambe
Poggiatesta	PVC Nero
Materiale Rivestimento	Lavabile ed Ignifugo
Manutenzione e Pulizia	
Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua	
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili	
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo UE 2017/745	Classe I
Codice ISO	09.12.03.006
Codice CND	Y122103
Codice RDM	2206738/R

**Product Name**















Wheeled Commode Chair.

**Use**

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly.

The commode wheelchair, thanks to the four 125 mm wheels, can be easily moved by the healthcare staff or the caregiver at home.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
Measures in Cm														
01.04.101.43	43	60	55	92	26	43	42.5	42	51	100	12.5 (5")	12.5 (5")	12	55x53x52

**Features**

Foldable Frame	Steel
Seat	Padded
Closing Seat	Removable
Wc Bowl	PVC
Front Wheels	12,50 cm
Rear Wheels	12,50 cm
Armrest	Flip Back Armrest with PVC Armpad
Footrest	Swing Away with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Coating	Washable and fireproof

**Maintenance and Cleaning**

The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used
The bowl must be carefully cleaned after each use

**Storage and Disposal**

Single-user Product
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

**Package and Nr. Items**

Box	1 Piece
-----	---------

**Warranty**

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

**Product References**

Manufacturer	Demarta Virgino S.a.S.
Directive UE 2017/745	Class I
ISO Code	09.12.03.006
CND Code	Y122103
RDM Code	2206738/R