

Nome Prodotto
Ruote Piroettanti.

Codice	Misure (cm)
01.06.A3	7.5 (3")
01.06.A4	10 (4")
01.06.A5	12.7 (5")



Destinazione d'uso

Ruote di ricambio per deambulatori, ausili indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. I deambulatori inoltre offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Descrizione

Struttura in alluminio con otto fori per la regolazione in altezza, sono compatibili con i deambulatori della Linea ScanMedicalEurope.

Materiali	
Telaio	Alluminio
Ruote	PVC
Manutenzione e Pulizia	
Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C	
Asciugare bene prima dell'utilizzo	
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante	
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore	
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I

**Product Name**

Swivel Wheels.

Code	Dimensions (cm)
01.06.A3	7.5 (3")
01.06.A4	10 (4")
01.06.A5	12.7 (5")



Use
Replacement wheels for walkers. The walkers are aids that offer stability, ease of use and improve the user's feeling of balance.

Description

An aluminum height-adjust structure, they are compatible with the ScanMedicalEurope Line's walkers.

Materials	
Frame	Aluminum
Wheels	PVC
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Do not use water and / or steam jet washing machines	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I