

**Nome Prodotto**

Puntali con ammortizzatore.

Codice

01.06.C2

**Destinazione d'uso**

Puntali di ricambio per deambulatori, ausili indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni funzionali di varia natura. I deambulatori inoltre offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio dell'utilizzatore.

Descrizione

Struttura in alluminio con otto fori per la regolazione in altezza, sono compatibili con i deambulatori della Linea ScanMedicalEurope.

Materiali

Telaio	Alluminio
Puntali	PVC

Manutenzione e Pulizia

Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell'acqua non deve superiore ai 30 °C
Asciugare bene prima dell'utilizzo
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore
Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone o il diluente

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I

Product Name

Tips with shock absorber.



Code

01.06.C2

Use

Replacement tips for walkers. The walkers are aids that offer stability, ease of use and improve the user's feeling of balance.

Description

An aluminum height-adjust structure, they are compatible with the ScanMedicalEurope Line's walkers.

Materials	
Frame	Aluminum
Endings	PVC
Maintenance and Cleaning	
Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C	
Dry well before use	
If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent	
Do not use water and / or steam jet washing machines	
Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginia S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I