

Nome Prodotto

Sollevatore per trasferimento Moove Up.

Codice	Portata (Kg)
01.01.MOOVE2	150

Destinazione d'uso

Il sollevatore per trasferimento Moove Up assolve le funzioni di sollevamento e trasferimento, in posizione seduta, di persone con difficoltà motorie. E' utilizzato per i seguenti movimenti:

- Sollevamento dell'utente dal letto, carrozzina, poltrona, sedia comoda e wc
- Trasferimento dell'utente su letto, carrozzina, poltrona, sedia comoda, wc e doccia
- Accompagnamento dell'utente in bagno
- Supporto per stabilizzare l'utente durante la doccia



Inoltre, può essere utilizzato come ausilio generale di trasferimento all'interno di qualsiasi abitazione, facilitando la movimentazione di soggetti con limitate capacità motorie.

Descrizione

Il sollevatore per trasferimento Moove Up ha una struttura in acciaio verniciato, quattro ruote piroettanti, di cui due con freno ed un motore con alimentazione a batteria. Il pistone posizionato sopra la base permette la regolazione in altezza del sollevatore. Portata massima 150 kg.

Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm										
01.01.MOOVE2	54.5	45	40	65	12	7.5 (3")	5 (2")	150	23	89x59x35

Gruppo Elettrico	
Potenza Nominale	100W / 2A
Tensione Nominale	DC24V
Tipo di alimentazione	Alimentazione a Batteria
Alimentazione in Ingresso	AC100 / 240 V
Classificazione della protezione contro le scosse elettriche	Tipo B
Grado di impermeabilità del Prodotto	IP44
Materiale Sollevatore	
Telaio	Acciaio Q235
Materiale Imbracatura	
Imbracatura	Nylon
Manutenzione e Pulizia Sollevatore	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Manutenzione e Pulizia Imbracatura	
	Lavaggio Max. 30°C
	Non Stirare
	Non Candeggiare
	Non Asciugare a Tamburo
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	

Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	V0805030102
Codice RDM	2435146/R

Product Name
Moove Up transfer lift.

Code	Capacity (Kg)
01.01.MOOVE2	150

Use

The Moove Up transfer lift performs the functions of lifting and transferring, in a seated position, people with mobility difficulties.

It is used for the following movements:

- Lifting the user from the bed, wheelchair, armchair, commode chair and toilet
- Transfer of the user to a bed, wheelchair, armchair, commode chair, toilet and shower
- Accompaniment of the user to the bathroom
- Support to stabilize the user during the shower

Furthermore, it can be used as a general transfer aid within any home, facilitating the movement of individuals with limited motor skills.



Description

The Moove Up transfer lift has a painted steel structure, four swivel wheels, two of which with brakes and a battery-powered motor.

The piston positioned above the base allows the height adjustment of the lift. Maximum capacity 150 kg.

Code	Length	Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm										
01.01.MOOVE2	54.5	45	40	65	12	7.5 (3")	5 (2")	150	23	89x59x35

Electrical Group	
Nominal power	100W / 2A
Nominal tension	DC24V
Power type	Battery Powered
Input Power	AC100/240V
Classification of protection against electric shock	Type B
Degree of impermeability of the Product	IP44
Lift Material	
Frame	Steel Q235
Sling Material	
Sling	Nylon
Lift Maintenance and Cleaning	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
Sling Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 30°C or 86°F
	Do not Iron
	Do not Bleach
	Do not Tumble Dry
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code	12.36.03.006
CND Code	V0805030102
RDM Code	2435146/R