

Nome Prodotto

Assi di Trasferimento Scangliss 2 Plus Pieghevole.

Modello	Codice	Misure (cm)	Peso (Kg)
Maxi	03.04.9000	180 x 50	3,90
Midi 150	03.04.9004	150 x 50	3,00
Midi 125	03.04.9002	125 x 50	2,70





**Destinazione d'uso**

I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l'uso in ospedali, case di cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l'assistenza domiciliare.

Descrizione

L'asse di trasferimento SCANGLISS 2 PLUS PIEGHEVOLE consente, a uno o più operatori, di trasferire un paziente da una superficie ad un'altra con un dislivello fino a 15 cm e una distanza fino a 20 cm.

L'asse è munito di due maniglie per il trasporto in ABS ignifugo che possono essere rimosse andando ad agire sulle apposite viti di fissaggio. Scangliss è radiotrasparente ed amagnetico ed ha una portata massima di 300 Kg.

Materiali	
Maniglie	Materiale Plastico ABS
Base	Etafoam
Rivestimento Base	Poliestere
Telo di Scorrimento Ultra Low Friction	Nylon RIP-STOP
Manutenzione e Pulizia Telo di Scorrimento	
	Lavaggio Max. 60°C
	Non Stirare
	Non Asciugatura a Tamburo
	Non è Possibile il Lavaggio a Secco
Manutenzione e Pulizia Telaio	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.r.l.
Classe di Dispositivo MDR 2017/745	Classe I
Codice ISO DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
Codice CND	Z12019010
Codice RDM	1346783/R

Product Name

Transfer Board Scangliss 2 Plus Foldable.

Product	Code	Dimensions (cm)	Weight (Kg)
Maxi	03.04.9000	180 x 50	3,90
Midi 150	03.04.9004	150 x 50	3,00
Midi 125	03.04.9002	125 x 50	2,70







Use

The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care.

Description

The transfer board SCANGLISS 2 PLUS FOLDABLE allows one or more operators to transfer a patient from one surface to another with a difference in height up to 15 cm and in distance up to 20 cm.

The transfer board is equipped with two fireproof ABS handles for transport. The transport handles can be removed unscrewing the fixing screws. It is radiolucent and non-magnetic. Maximum Capacity: 300 Kg.

Materials	
Handles	ABS Plastic
Base	Etafoam
Base Coating	Polyester
Ultra Low Friction Sheet	Nylon RIP-STOP
Sheet Maintenance and Cleaning	
	Water Temperature not Above 60°C or 140°F
	Do not Iron
	Do not Tumble Dry
	Do not Dryclean
Frame Maintenance and Cleaning	
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.r.l.
Directive MDR 2017/745	Class I
ISO Code DPCM 12.01.2017	12.31.03.003
CND Code	Y123003
RDM Code	1346783/R